

KINESIOLOGY TAPE IRISANA

con turmalina



KINESIOLOGY TAPE IRISANA es una cinta autoadhesiva y elástica utilizada para vendaje Neuromuscular.

El Vendaje Neuromuscular es un método de vendaje innovador y efectivo, que está siendo aplicado con éxito dentro de todas las comunidades médicas internacionales.

Su principio se basa en la activación de los sistemas neurológico y circulatorio, tratando los músculos lesionados y activando el proceso de recuperación del propio cuerpo. Basado en el principio de la Kinesiolgía, ayuda en la función muscular sin limitar los movimientos corporales.

Su técnica es fácil de aprender, requiere unos costes mínimos en material y es aplicable a todo tipo de pacientes. Es útil no sólo para lesiones deportivas, sino también para cotidianos dolores de espalda, tendinitis, juanetes, dolores articulares, drenajes, tratamiento de cicatrices, edemas, etc...

KINESIOLOGY TAPE IRISANA está fabricada en algodón y poliuretano, e incorpora autoadhesivo de uso médico (cianoacrilato). Es hipoalergénica, resistente al agua, no contiene látex ni medicamentos, y cuenta con una óptima elasticidad en sentido longitudinal, entre el 150% y el 160%.

Las funciones que se atribuyen al Vendaje Neuromuscular son la capacidad de reeducar el sistema neuromuscular y propioceptivo, mejorar la postura del paciente gracias a la información sensoriomotriz que le aporta, facilitar el drenaje linfático, reducir el dolor, etc.

Con esta técnica elevamos la piel, aumentando el espacio subcutáneo, ayudando a la reducción del dolor, de la inflamación y del linfedema (fase aguda de la rehabilitación), disminuyendo un hematoma considerablemente.

La analgesia es uno de los efectos notables a corto plazo de la KINESIOLOGY TAPE IRISANA. Además, ayuda a disminuir el tiempo de recuperación, sobre todo en lesiones ligamentosas, articulares y musculares.

Se coloca sobre los músculos, abarcando las estructuras que nos interesan con el fin de asistir y disminuir las tensiones que actúan sobre las estructuras lesionadas. Alivia y trata las lesiones cuando existan, **pero también mejora el rendimiento muscular en deportistas sanos.**

“Una vez colocada la KINESIOLOGY TAPE IRISANA en la zona a tratar, ésta se mantendrá durante 3-5 días. A la hora de retirarla, siempre la quitaremos de arriba abajo, a favor del vello. La sensación es menos molesta si la despegamos bajo la ducha, con la zona bien mojada.”



KINESIOLOGY TAPE IRISANA CON TURMALINA

La cinta KINESIOLOGY TAPE IRISANA CON TURMALINA tiene todas las propiedades antes descritas, más las derivadas de la incorporación de la Turmalina.



Estudios realizados confirman que la incorporación de turmalina en la cinta mejora la adhesión y la resistencia del vendaje.

¿Qué es la Turmalina y cuáles son sus efectos beneficiosos?

La Turmalina es un mineral natural al que se le atribuyen multitud de beneficios terapéuticos. Es muy utilizada también en usos científico-tecnológicos por sus propiedades eléctricas y magnéticas. En contacto con la piel, reacciona desprendiendo calor, rayos infrarrojos de larga distancia e iones negativos que penetran en profundidad y favorecen el flujo sanguíneo. Tiene un efecto sedativo nervioso a nivel local, mejora la circulación, el drenaje linfático, potencia el rendimiento físico y acorta el tiempo de recuperación.

¿POR QUÉ KINESIOLOGY TAPE IRISANA CON TURMALINA?

- *Porque tiene una optima tensión en origen (10%) y es elástica en sentido longitudinal entre un 150-160%.*
- *Porque tiene un excelente adhesivo y éste no es simétrico, ya que tiene unas ondulaciones especiales que al colocarse en la zona a tratar elevan aún más la piel mejorando el sistema propioceptivo, circulatorio y favoreciendo el drenaje linfático.*
- *Porque añade las propiedades terapéuticas de la turmalina, aportándole un beneficio extra que mejora tanto la cinta como el objetivo final de la técnica: mejorar el proceso de recuperación, rendimiento y el estado del paciente.*

Nº de licencia otorgado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: 5930-PS

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES

IR05 - CINTA 5CMx5M



IR05.32 - CINTA 5CMx32M

